

ПАСПОРТ

Аккумулятор для коляски инвалидной с электроприводом Ortonica **Pulse 610**

Данный паспорт предназначен для описания продукта, его характеристик и производительности, применяемым к перезаряжаемой литий-ионной аккумуляторной батарее для коляски инвалидной с электроприводом Ortonica Pulse 610.



Технические характеристики

Напряжение	25,9 В
Емкость	10 Ач
Номинальная мощность	259 Вт
Тип аккумулятора	Литий-ионный
Предельная величина напряжения заряда	29.4 В
Максимально допустимый ток заряда	5 А
Стандартный ток разряда	2 А
Критическое разрядное напряжение	17.5 В
Вес	2±0.05 кг
Модель ячеек	INR 18650-26E
Оптимальная рабочая температура	заряд 10~30°C, разряд -10~40°C, хранение 10~25°C
Стандартный ток заряда	2 А
Стандартный ток отсечки	200 мА
Максимально допустимый ток разряда	20 А
Количество ячеек	28 шт
Емкость ячеек	2600 мАч
Материал корпуса	Пластик

Гарантийное обслуживание

Модель	Аккумулятор для коляски инвалидной с электроприводом Ortonica Pulse 610
Гарантийный срок	6 месяцев
Производитель	«Guangzhou Topmedi Co., Ltd»
Страна происхождения	Китай
Регистрационный номер декларации о соответствии	РОСС RU Д-CN.PA01.B.18573/25
По заказу	ООО «Реамед»
Адрес	394026, Российская Федерация, Воронежская обл., город Воронеж, Московский проспект, дом 11
Веб-сайт	ortonica.ru
E-mail	service@ortonica.ru



Предупреждение

Не подвергайте аккумулятор воздействию высоких температур, например, сильному нагреву или воздействию прямых солнечных лучей. Не погружайте аккумулятор в воду и избегайте попадания влаги.

Не разбирайте аккумулятор.



Информация

Применение АКБ: коляска инвалидная с электроприводом Ortonica Pulse 610.

Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается.

Размеры, мм

Длина	255 ±2 мм
Ширина	176±2 мм
Высота	50 ±2 мм

По вопросам гарантийного обслуживания Вы можете обратиться по телефону 8-800-707-44-52